

Direct-Pure Plus 超純水及二級RO純水組合型



進水要求

自來水:TDS<1000 ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm²(進水硬度>100ppm時,建議選配軟水設備)

產水品質

產水流速: 15,30 L/hr

產水水質: ●電阻率 ≥18.2MΩ·cm@25℃

總有機碳 (TOC): ≦10ppb

≦5ppb (UV型)

● 顆粒:(>0.22μm):< 1/mL

● 微生物: <1cfu/ml

● 熱源含量: <0.001 Eu/ml (需選配終端超濾膜)

● 出水口: 2個, 超純水+2級RO純水

外形尺寸

長×深×高 (mm):320 X 500 X 480

特 色

- 以自來水作為進水,可以同時製備二級RO純水和超純水。
- 預過濾組件對自來水進行初步處理。
- 系統內置逆滲透(RO)膜,去除水中超過99%的大分子物質和離子。
- 系統標配10公升或40公升自動保壓水箱,儲存逆滲透純水。
- 全自動系統運轉微電腦控制,符合GLP標準,具備排水功能,RO膜防垢程式沖洗,RO膜和純水柱使用壽命檢測。
- 內置超純化柱,內含進口核級離子交換樹脂和核級活性碳,徹底去除水中的離子和有機物。
- 多種可選的柱型,適應原水的水質改變和產水的水質要求。
- 出口經過高精度在線電阻率儀的檢測(電導值常數0.01cm-1),即時顯示產水水質,確保用戶放心使用。
- 終端安裝精密的0.2μm除菌級過濾器或終端超濾膜。
- 內建印表機,可根據需求設定列印水質參數(選配)。
- 全機水電分離設計,低壓耗電運行,符合環保。
- 全機具有完整的技術認證,可以方便用戶通過國內外認證。

主要應用

超純水	2級RO純水
HPLC試劑製備	洗滌玻璃器皿的清洗機
試劑空白溶液製備	水浴槽
為GC, HPLC, AA, ICP-MS以及其他分析技術樣品稀釋	高壓滅菌器
哺乳動物細胞培養用的緩衝液和培養基製備	實驗室動物飼養等
分子生物學試劑製備等	給超純水系統提供進水,符合GMP規範之水質使用